

Il codice articolo e il peso cambiano con le selezioni in questo modulo

Modificato da:

E-mail:

Adattato per:

Tel.:

Data:

Salvare il modulo sul desktop e aprirlo
con Excel. Configurare la carrozzina
facendo clic sui cerchi.
per visualizzare informazioni o immagini.
BB=larghezza sedile, HH=altezza schienale

Sovraprezzo

Panthera X3 è dotata di telaio, schienale e asse posteriore in fibra di carbonio.

Il bilanciamento e l'altezza del sedile possono essere regolati scegliendo tra 4 diversi telai. Panthera X3 è progettata per utenti avanzati.

Il peso massimo dell'utente è 125 kg**Panthera X3**
☒ Panthera X3 9 167 CHF
☐

n. art.

Cancella


PA800

Selezionare la larghezza e l'equilibrio del sedile qui sotto per il numero articolo corretto.

Larghezza sedile BB☒

larghezza sedile

Cancella

☐ 33 cm ☐ 36 cm ☐ 39 cm ☐ 42 cm ☐ 45 cm
Bilanciamento (vedere l'immagine)☐

A1

Bilanciamento più semplice

Altezza sedile standard

☒

Cancella

☐

A2

Bilanciamento meno semplice

Altezza sedile standard

☐

B1

Bilanciamento più semplice

Abbassato - 15 mm

☐

B2

Bilanciamento meno semplice

Abbassato - 15 mm

Il telaio può essere ordinato in 2 diverse posizioni di bilanciamento e 2 posizioni di altezza.

Altezza standard e abbassato di 15 mm, "bilanciamento semplice" = facile da guidare sulle ruote posteriori.

Non è possibile modificare la posizione in un secondo momento

Altezza schienale HH☐

22 cm

☐

23 cm

☐

24 cm

☐

25 cm

☐

26 cm

☐

27 cm

☐

28 cm

☐

29 cm

☐

30 cm

☐

31 cm

☐

32 cm

☐

33 cm

☐

34 cm

☐

35 cm

☒

Altezza schienale

Cancella

N. art. schienale

Posizionamento dello schienale (vedere l'immagine)☐

Posizione 1

Bilanciamento più semplice

☐

Posizione 2

Bilanciamento meno semplice

☐

Posizione 3

Bilanciamento medio

☐

Posizione 4

Bilanciamento meno semplice

☒

Cancella

Il posizionamento dello schienale sul telaio influisce sul bilanciamento. "bilanciamento semplice" = facile da sollevare sulle ruote posteriori. La posizione può essere facilmente modificata in un secondo momento.

Ruota orientabile e forcella☐

Ruota orientabile 90 mm+forcella

☒

n. art.

Cancella

0

☐

Ruota orientabile 120 mm+forcella

Selezionare la bilancia e la ruota posteriore per ottenere il numero art.

☐

Ruota orientabile X con forcella S3

☐

Ruota orientabile X con forcella X

Pedana☐

Pedana in alluminio X

☒

n. art.

Cancella

☐

Poggiapiedi in titanio

☐

Titanio esteso, rinforzato

Necessario per la modalità inerziale

☐

Piastra in plastica per poggiapiedi

n. art.

**Freno**☐

Freno a un braccio X3, destro

☐

Freno a un braccio X3, sinistro

☒

n. art.

Cancella

☐

Freno S3 per X

***Prezzo per una coppia**



Ruota posteriore - senza anello di spinta e pneumatico

Anello di spinta

 ☐ 24" Spinergy X bianco ☐ 24" Spinergy X nero ☐ 25" Spinergy X bianco ☐ 25" Spinergy X nero ☐ 26" Spinergy X bianco ☐ 26" Spinergy X nero ☐ Altra ruota posteriore Inserire il numero art. num. art. per ruota posteriore ☒ Cancella	 Pneumatico ☐ Schwalbe one ☐ Right Run ☐ Marathon Plus ☐ Robusto 24" NOTA BENE! ☐ Peso dell'utente superiore a 100 kg n. art. È necessario l'asse della ruota in acciaio cod. art. pneumatico, robusto o Puncture Free ☒ Cancella	 Anello di spinta ☐ Alluminio X ☐ Paragrip* 304 CHF ☐ Tetragrip* 304 CHF ☐ Maxgrip 24"* 346 CHF (contiene lattice) ☐ Titanio ☒ Cancella num. art. per anello di spinta
---	---	--

***Prezzo per una coppia**

Accessori

Protezione laterale in carbonio  ☐ Carbonio senza copertura* 981 CHF ☐ Carbonio copertura piccola* 981 CHF ☐ Carbonio copertura grande* 981 CHF n. art. ☒ Cancella	Protezione laterale S3  ☐ Protezione 437 CHF n. art.	Cuscino:  ☐ 5 cm 201 CHF n. art.	Cuscino a cuneo:  ☐ Cuscino a cuneo 77 CHF n. art.
Gancio braccio X  ☐ Maniglione di spinta* 156 CHF n. art. 4200016-C Maniglione di spinta pieghevole* ☒ Cancella  ☐ Maniglione di spinta pieghevole* 265 CHF n. art. 4200017-C	Protezione per il trasporto  ☐ Alloggiamento* 124 CHF n. art. 9024009-C ☐ Estremità posteriore* 72 CHF n. art. 9024020-C	Prot. tubo   ☐ Tubo prot. anteriore (telaio) 113 CHF n. art. 9900256-C ☐ Tubo prot. posteriore (schienale) 74 CHF n. art. 9900255-C	
Antiribaltamento  ☐ Antiribaltamento* 313 CHF n. art. 4354104-C reTyre  ☐ reTyre* 402 CHF n. art. 1100300-C	FreeWheel  ☐ FreeWheel 1 288 CHF n. art. Höhe 6-14 cm Scegliere il n. art. per FreeWheel in base all'altezza del poggiatesta. Per informazioni sul FreeWheel sono disponibili sulla homepage		

***Prezzo per una coppia**

Impostazioni

 Angolazione dello schienale Annotare la misura (A) per l'angolazione dello schienale desiderata Standard = 15 mm A = mm	 Altezza poggiatesta Annotare la misura (A) per l'altezza del poggiatesta desiderata A = mm
--	--

Altre informazioni