

Permobil

Panthera X3



permobil

Robusta e ultraleggera per una manovrabilità eccezionale

Progettata per utenti esperti di carrozzine manuali che necessitano di una carrozzina dinamica adatta al loro stile di vita attivo, Panthera X3 è una delle carrozzine più leggere presenti sul mercato. Offre molteplici opzioni configurabili e una maggiore durata con un design moderno che valorizza sia l'estetica sia la funzionalità, privilegiando sempre il comfort dell'utente.

Vantaggi principali:

- Peso ultraleggero
- Telaio rinforzato per utenti fino a 125 kg
- Facile da trasportare
- Maggiore configurabilità dell'asse posteriore
- Estremamente manovrabile



Specifiche

Larghezza seduta	330 - 360 - 390 - 420 - 450 mm
Profondità seduta	350 - 470 mm
Altezza	anteriore 455 - 470 mm (con ruote posteriori da 24") posteriore 415 - 430 mm (con ruote posteriori da 24")
Angolo seduta	7°
Lunghezza totale	830 e 845 mm
Larghezza totale	larghezza sedile +220 mm
Angolo telaio anteriore	100°
Altezza schienale	220 - 350 mm
Angolo schienale	14°- (-4,5°)
Distanza pedana	360 - 440 mm
Campanatura	2,2°
Peso trasportabile	a partire da 2,3 kg*
Peso della carrozzina	a partire da 5 kg**
Carico massimo	125 kg
Materiale (telaio)	Fibra di carbonio
Materiale (rivestimento)	Poliestere rivestito in poliuretano

*Con configurazione: Larghezza seduta: 330 mm. Altezza schienale: 220 mm. Escluso: ruote posteriori, freni, protezioni laterali, cuscini e altri accessori.

**Con configurazione: Larghezza seduta: 330 mm. Altezza schienale: 220 mm. Escluso: protezioni laterali, cuscini e altri accessori.

Permobil si riserva il diritto di modificare specifiche e design senza preavviso.

Personalizza la tua carrozzina

CARBON
FIBRE

Il colore del prodotto reale
può variare.

permobil

permobil.ch | Tel. +41 41 672 76 00 | info@permobil.ch



GR5096-0.2CHIT240808